



## CONTROLE DE QUALIDADE Sensibiodisc BrCAST- Cecon

Produto: **NIT - Nitrofurantoína 100mcg**

Lote: **8889**

Fabricação: **SET 23**

Validade: **SET 25**

### Controle de Qualidade

Os discos, antes de sua aprovação para comercialização, são submetidos aos seguintes controles:

#### Aspecto visual.

**Método Kirby-Bauer:** Testes qualitativos através de limites padronizados.

**Teste de homogeneidade:** indica diferença entre a maior e menor zona de inibição.

### Especificações

• **Aspecto Visual:** Observa-se o aspecto da sílica gel que deverá ser azul, a espuma deverá estar bem acondicionada, rolnha em perfeito estado e rótulo bem legível assim como os discos.

• **Teste método Kirby-Bauer:**

*Escherichia coli* ATCC 25922 (17 a 23 mm)

*Staphylococcus aureus* ATCC 29213 (17 a 23 mm)

*Enterococcus faecalis* ATCC 29212 (18 a 24 mm)

*Haemophilus influenzae* ATCC 49766 (25 a 31 mm)

• **Teste de homogeneidade:** a diferença entre as leituras não deverá ultrapassar **2 mm**.

### Resultados

Data: **20/09/23**

Aspecto Visual	De Acordo
Método Kirby Bauer	De Acordo
Teste de Homogeneidade	De Acordo



APROVADO



REPROVADO

Analista:

Responsável:

Dra. Ana Paula Cotrim  
Responsável Técnica  
CRF-SP nº 23.426